

# Виртуозность в ваших руках



Каталог продукции 2006-2007



*Инструменты для создания эндодонтического доступа*

---

*Ручные эндодонтические инструменты*

---

*Вращающиеся NiTi инструменты*

---

*Оборудование для эндодонтии*

---

*Оборудование, инструменты и материалы для obturации*

---

*Штифты*

---


*Аксессуары*

---

**DENTSPLY**  
**MAILLEFER**



ВСЕГДА ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО



● ● ●  
**PROTAPER®**  
UNIVERSAL  
*Handes universelles*

**DENTSPLY**  
MAILLEFER



## Майллефер. Развитие эндодонтии



Август Майллефер, 1889

Август Майллефер, родившийся в 1838 г., был бы горд, увидев, какое развитие получил завод, основанный им со своими тремя сыновьями в 1889 г. Город Баллег – дом компании Майллефер, находится в холмистом регионе Юра – колыбели Швейцарского точного

производства, тонких работ из металла и гениальных часовых ремесленников. Эти традиции Август Майллефер и его сыновья воплотили в производстве инструментов высочайшего стандарта.

Август Майллефер до 40 лет был мастером-часовщиком. Но став профессиональным стоматологом, принципы высокого качества производства часов, он перенес в область разработки и производства стоматологических инструментов, найдя в этом свое новое призвание. Созданный отдел по исследованию и развитию занимается не просто разработкой новых инструментов, но и оказывает принципиальное влияние на прогресс технологий производства. Первыми инструментами, изготовленными Августом Майллефером и его сыновьями, стали пульпэкстракторы.

Фирма «Майллефер» сама проектирует и изготавливает производственное оборудование. В 1995 г. фирма «Майллефер» стала частью корпорации «Дентсплай Интернейшенл», (Йорк, США).

Сегодня на фирме работает более 400 служащих. С 1994 г. «Майллефер» имеет регистрацию ISO 9001 и EN 46001, а также сертификат Европейского производителя.

Здание первого завода Майллефер в г. Баллег



Так выглядит здание завода Mailefer сейчас






<b>0: Информация</b>	стр. 03-04	
<b>1: Инструменты для создания эндодонтического доступа</b>	стр. 05-07	
<b>2: Ручные эндодонтические инструменты</b>	стр. 08-12	
<b>3: Вращающиеся NiTi инструменты</b>	стр. 13-16	
<b>4: Оборудование для эндодонтии</b>	стр. 17-18	
<b>5: Оборудование, инструменты и материалы для obturation</b>	стр. 19-24	
<b>6: Штифты</b>	стр. 25-35	
<b>7: Аксессуары</b>	стр. 36-42	

## Используемые символы

	см. инструкции по применению		серебро		минерал триоксид агрегат		бумага
	стерильная продукция		алюминий		никель		платина
	может стерилизоваться при особой температуре		хром		никель-титан		силикон
	нельзя стерилизовать		углеродистая сталь		оксид		нержавеющая сталь
	одноразовое		алмаз		пластик		титан
	вскрытые упаковки обратно не принимаются		гуттаперча		силер для корневых каналов		карбид вольфрама



# 1: Инструменты для создания эндодонтического доступа




## Бор алмазный для эндодонтического доступа

Howard Martin

Кат. №: **A 0164**

Форма Зернистость Форма хвостовика



Варианты упаковки	Тип бора	1	2	3
	Индивидуальная упаковка FG	x1	x1	x1




## Бор алмазный Diamendo

С безопасным кончиком

Кат. №: **A 0165**

Форма Зернистость Форма хвостовика



Варианты упаковки	Тип бора	1	2
	Индивидуальная упаковка FG	x1	x1



## Бор твердосплавный Endo-Z

Д-ра Zekrya

Длинный конический бор с безопасным кончиком

Кат. №: **E 0152**

Форма Варианты формы хвостовика



Варианты упаковки	Тип бора	∅0.9 mm
	Индивидуальная упаковка FG	x5
	Индивидуальная упаковка RA 24.5 мм	x5




## Бор твердосплавный шаровидный Excavator®

Специальная геометрия граней для большей режущей эффективности

Кат. №: **E 0123A**

Форма хвостовика Форма RA Форма FG



Варианты упаковки	Тип бора	ISO 001	ISO 003	ISO 010	ISO 012	ISO 014	ISO 016	ISO 018	ISO 021	ISO 023	ISO 025	ISO 027
	Индивидуальная упаковка FG 19 мм	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5
	Индивидуальная упаковка RA 22.5 мм	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5



## Комплект боров для обеспечения доступа в полость

Кат. №: **A 0305**

- F 0001 FG 016 - алмазный бор в форме шара
- E 0153 FG 012 - твердосплавный бор
- E 0123 FG 010 - твердосплавный бор в форме шара
- E 0123 FG 014 - твердосплавный бор в форме шара
- F 0199 FG 016 - алмазный бор конической формы
- A 0008 RA - X-Gates 32 мм – расширитель корневых каналов


Кат. №: **A 0305Z**

- F 0001 FG 016 - алмазный бор в форме шара
- E 0153 FG 012 - твердосплавный бор
- E 0123 FG 010 - твердосплавный бор в форме шара
- E 0123 FG 014 - твердосплавный бор в форме шара
- F 0152 FG 009 - твердосплавный бор Endo-Z
- A 0008 RA - X-Gates 32 мм – расширитель корневых каналов

Кат. №: **A 0305**



Кат. №: **A 0305Z**





## Бор твердосплавный цилиндрический TRANSMETAL

Кат. №: E 0153



Форма

Для перфорирования коронок



Варианты упаковки	Тип бора	ISO 012
	Индивидуальная упаковка FG 19 мм	x5
	Индивидуальная упаковка FG 25 мм	x5



Форма хвостовика



## Бор твердосплавный грушевидный TRANSMETAL

Кат. №: E 0154



Форма

Для перфорирования коронок



Варианты упаковки	Тип бора	ISO 009	ISO 010	ISO 012
	Индивидуальная упаковка FG 19 мм	x5	x5	x5
	Индивидуальная упаковка FG 25 мм		x5	



Форма хвостовика



## Бор Gates Glidden



Кат. №: A 0008



Размер



Форма



Варианты упаковки	Тип	1 ∅0.5 мм	2 ∅0.7 мм	3 ∅0.9 мм	4 ∅1.1 мм	5 ∅1.3 мм	6 ∅1.5 мм
	Набор боров 1-6	x1	x1	x1	x1	x1	x1
	Индивидуальная упаковка	x6	x6	x6	x6	x6	x6

Рекомендованная скорость вращения:  
800-1200 мин<sup>-1</sup>



## Бор Largo Peeso Reamer


Кат. №: A 0009



Размер



Форма




Варианты упаковки	Тип	1 ∅0.7 мм	2 ∅0.9 мм	3 ∅1.1 мм	4 ∅1.3 мм	5 ∅1.5 мм	6 ∅1.7 мм
	Набор боров 1-6	x1	x1	x1	x1	x1	x1
	Индивидуальная упаковка	x6	x6	x6	x6	x6	x6

Рекомендованная скорость вращения:  
800-1200 мин<sup>-1</sup>








## 2: Ручные эндодонтические инструменты






## senseus™



### Senseus™ FlexoReamer®



Кат.№: A 1011




Кончик Форма



Варианты упаковки	Размер	ISO 008	ISO 010	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 050	ISO 055	ISO 060	ISO 070	ISO 080
		ISO 006	ISO 008	ISO 010	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 050	ISO 055	ISO 060	ISO 070
Набор 015-040				x1	x1	x1	x1	x1	x1						
Набор 045-080										x1	x1	x1	x1	x1	x1
Индивидуальные наборы		x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6

### Senseus™ FlexoFile®



Кат.№: A 1012




Кончик Форма



Варианты упаковки	Размер	ISO 006	ISO 008	ISO 010	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 050	ISO 055	ISO 060	ISO 070	ISO 080
		ISO 006	ISO 008	ISO 010	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 050	ISO 055	ISO 060	ISO 070	ISO 080
Набор 015-040				x1	x1	x1	x1	x1	x1							
Набор 045-080										x1	x1	x1	x1	x1	x1	
Индивидуальные наборы		x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	

### Senseus™ Hedstroem®



Кат.№: A 1016




Кончик Форма



Варианты упаковки	Размер	ISO 008	ISO 010	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 050	ISO 055	ISO 060	ISO 070	ISO 080
		ISO 006	ISO 008	ISO 010	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 050	ISO 055	ISO 060	ISO 070
Набор 015-040				x1	x1	x1	x1	x1							
Набор 045-080									x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
Индивидуальные наборы		x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6

### Senseus™ ProFinder®



Кат.№: A 1013




Кончик Форма



Варианты упаковки	Размер	ISO 010	ISO 013	ISO 017
		ISO 010	ISO 013	ISO 017
Набор 010-017		x2	x2	x2
Индивидуальные наборы		x6	x6	x6

## Файл K-Flexoreamer®



Кат.№: A 011C



Варианты упаковки	Размер	ISO 008	ISO 010	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 050	ISO 055	ISO 060	ISO 070	ISO 080	ISO 090	ISO 100	ISO 110	ISO 120	ISO 130	ISO 140	
	Набор 015-040			x1	x1	x1	x1	x1														
	Индивидуальные наборы			x6	x6	x6	x6	x6	x6													

## Файл K-Flexofile®




Кат.№: A 012C



Варианты упаковки	Размер	ISO 006	ISO 008	ISO 010	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 050	ISO 055	ISO 060	ISO 070	ISO 080	ISO 090	ISO 100	ISO 110	ISO 120	ISO 130	ISO 140	
	Набор 015-040				x1	x1	x1	x1	x1														
	Индивидуальные наборы				x6	x6	x6	x6	x6														

## Файл K-File Colorinox®



Кат.№: A 012D



Варианты упаковки	Размер	ISO 006	ISO 008	ISO 010	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 050	ISO 055	ISO 060	ISO 070	ISO 080	ISO 090	ISO 100	ISO 110	ISO 120	ISO 130	ISO 140	
	Набор 015-040				x1	x1	x1	x1	x1														
	Набор 045-080											x1	x1	x1	x1	x1							
	Набор 090-140																	x1	x1	x1	x1	x1	x1
Индивидуальные наборы		x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6

## Файл K-Reamer Colorinox®




Кат. №: A 011D



Варианты упаковки	Размер	ISO 008	ISO 010	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 050	ISO 055	ISO 060	ISO 070	ISO 080	ISO 090	ISO 100	ISO 110	ISO 120	ISO 130	ISO 140		
	Набор 015-040			x1	x1	x1	x1	x1															
	Набор 045-080										x1	x1	x1	x1	x1								
	Набор 090-140																x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
Индивидуальные наборы		x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	

## Файл K-Flexofile Golden Mediums®




Кат.№: A 012I



Варианты упаковки	Размер	ISO 012	ISO 017	ISO 022	ISO 027	ISO 032	ISO 037
	Набор 012-022	x1	x1	x1			
	Набор 012-037	x1	x1	x1	x1	x1	x1
Индивидуальные наборы		x6	x6	x6	x6	x6	x6



## Файл Nitiflex®




Кат. №: A 012N




Варианты упаковки	Размер	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 050	ISO 055	ISO 060
	Набор 015-040		x1	x1	x1	x1	x1	x1			
Индивидуальные наборы		x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6

## Файл Endosonore®



Кат. №: A 012U



Варианты упаковки	Размер	ISO 010	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035
	Набор 010-035 (12x)		x2	x2	x2	x2	x2
Набор 010-035 (72x)		x12	x12	x12	x12	x12	x12
Индивидуальные наборы		x12	x12	x12	x12	x12	x12

## Файл Hedstroem Colorinox®




Кат. №: A 016D



Варианты упаковки	Размер	ISO 008	ISO 010	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 050	ISO 055	ISO 060	ISO 070	ISO 080	ISO 090	ISO 100	ISO 110	ISO 120	ISO 130	ISO 140	
	Набор 015-040			x1	x1	x1	x1	x1	x1													
Набор 045-080									x1	x1	x1	x1	x1	x1								
Набор 090-140															x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	
Индивидуальные наборы		x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6

## Файл C+



Кат. №: A 012X



Варианты упаковки	Размер	ISO 006	ISO 008	ISO 010	ISO 015
	Набор 008-015		x2	x2	x2
Индивидуальные наборы		x6	x6	x6	x6

Длина = 18 мм


Варианты упаковки	Размер	ISO 006	ISO 008	ISO 010	ISO 015
	Набор 008-015		x2	x2	x2
Индивидуальные наборы		x6	x6	x6	x6

Длина = 21 мм

Варианты упаковки	Размер	ISO 006	ISO 008	ISO 010	ISO 015
	Набор 008-015		x2	x2	x2
Индивидуальные наборы		x6	x6	x6	x6

Длина = 25 мм

## Файл K-Flexreamer Golden Mediums®



Кат. №: A 011I



Варианты упаковки	Размер	ISO 012	ISO 017	ISO 022	ISO 027	ISO 032	ISO 037
	Набор 012-022		x2	x2	x2		
Набор 012-037		x1	x1	x1	x1	x1	x1
Индивидуальные наборы		x6	x6	x6	x6	x6	x6



çÓ,ÓÂ ,ÓÒÔ🍏ËfiÚËÂ  
"Ì%Ó%ÓÌÚËË

s e n s e u s <sup>TM</sup>




èÓÔ🍏.ÛÈÚÂ ÌÓ,È ÒÚ‡ì%‡🍏Ú  
Û%Ó.ÒÚ,‡ 🍏‡.ÓÚ°  
Ë Ú‡ÍÚËË,ì





### 3: Вращающиеся NiTi инструменты



## ProTaper® Universal Лечение

Набор ProTaper® Лечение Машинные		19 мм	21 мм	25 мм	31 мм
Кат. №: A 0415	Набор ProTaper® Лечение Машинные		●	●	●
Кат. №: A 0409	Ассортимент		●	●	●
Кат. №: A 0410-х	Файл SX	●			
Кат. №: A 0410-1	Файл S1		●	●	●
Кат. №: A 0410-2	Файл S2		●	●	●
Кат. №: A 0411-1	Файл F1		●	●	●
Кат. №: A 0411-2	Файл F2		●	●	●
Кат. №: A 0411-3	Файл F3		●	●	●
Кат. №: A 0411-4	Файл F4		●	●	●
Кат. №: A 0411-5	Файл F5		●	●	●

Кат. №: A 0413 Подставка под инструменты



Набор ProTaper® Лечение Ручные		19 мм	21 мм	25 мм	31 мм
Кат. №: A 0418	Набор ProTaper® Лечение Ручные Ассортимент		●	●	●
Кат. №: A 0416-х	Файл SX	●			
Кат. №: A 0416-1	Файл S1		●	●	●
Кат. №: A 0416-2	Файл S2		●	●	●
Кат. №: A 0417-1	Файл F1		●	●	●
Кат. №: A 0417-2	Файл F2		●	●	●
Кат. №: A 0417-3	Файл F3		●	●	●
Кат. №: A 0417-4	Файл F4		●	●	●
Кат. №: A 0417-5	Файл F5		●	●	●



## ProTaper® Universal Перелечивание

Набор ProTaper® Перелечивание		16 мм	18 мм	22 мм
Кат. №: A 1415	Набор ProTaper® Перелечивание			
Кат. №: A 1412	Ассортимент			
Кат. №: A 1410	Файл D1	●		
Кат. №: A 1410	Файл D2		●	
Кат. №: A 1410	Файл D3			●

Кат. №: A 0413 Подставка под инструменты



## ProTaper® Universal Обтурация

### Бумажные штифты

Кат. №: A 022W	F1	
Кат. №: A 022W	F2	
Кат. №: A 022W	F3	
Кат. №: A 022W	F4	
Кат. №: A 022W	F5	
Длина = 29 мм		


### Гуттаперчевые штифты

Кат. №: A 022X	F1	
Кат. №: A 022X	F2	
Кат. №: A 022X	F3	
Кат. №: A 022X	F4	
Кат. №: A 022X	F5	
Длина = 29 мм		


### Обтураторы

Кат. №: A 1411	F1	
Кат. №: A 1411	F2	
Кат. №: A 1411	F3	
Кат. №: A 1411	F4	
Кат. №: A 1411	F5	
Длина = 36 мм		





## Профайл – ProFile® 0.5.




Кат. №: A 0359



Варианты упаковки	Размер	1	2	3	4	5	6
		.05/20	.06/30	.06/40	.07/50	.08/60	.08/80
	Набор файлов 1-6	x1	x1	x1	x1	x1	x1
Индивидуальные наборы		x6	x6	x6	x6	x6	x6



## Профайл – Profile® .04 Конусность 0.4




Кат. №: A 011N



Варианты упаковки	Размер	15	20	25	30	35	40	45	60	90
		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Набор 15-40	x1	x1	x1	x1	x1				
Набор 45-90							x2	x2	x2	
Индивидуальные наборы		x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6



## Профайл – ProFile® .06 Конусность 0.6



Кат. №: A 0345



Варианты упаковки	Размер	15	20	25	30	35	40
		●	●	●	●	●	●
	Набор файлов 15-40	x1	x1	x1	x1	x1	x1
Индивидуальные наборы		x6	x6	x6	x6	x6	x6



## Стартовый комплект ProFile®



Варианты упаковки:

Длина 18 мм  
Длина 21 мм  
Длина 25 мм

Кат. №: A 0363




## Органайзер ProFile®

Кат. №: A 0362

Варианты упаковки:

1: Пустой  
2: С инструментами ProFile® длиной 25 мм



## Вращающиеся NiTi файлы SystemGT®



Форма



**SystemGT® Type 20**  
Кат. №: A 0420

Варианты упаковки	№ 20	.04	.06	.08	.10
	Индивидуальные наборы	х6	х6	х6	х6



**SystemGT® Type 30**  
Кат. №: A 0430

Варианты упаковки	№ 30	.04	.06	.08	.10
	Индивидуальные наборы	х6	х6	х6	х6



**SystemGT® Type 40**  
Кат. №: A 0440

Варианты упаковки	№ 40	.04	.06	.08	.10
	Индивидуальные наборы	х6	х6	х6	х6



**Дополнительный файл 35/12**  
Кат. №: A 0435

Варианты упаковки	№ 35	.12
	Индивидуальные наборы	х6



**Дополнительный файл 50/12**  
Кат. №: A 0450

Варианты упаковки	№ 50	.12
	Индивидуальные наборы	х6



**Дополнительный файл 70/12**  
Кат. №: A 0470

Варианты упаковки	№ 70	.12
	Индивидуальные наборы	х6



**Дополнительный файл 90/12**  
Кат. №: A 0485

Варианты упаковки	№ 90	.12
	Индивидуальные наборы	х6

## Комплект вращающихся NiTi файлов SystemGT® (14 шт.)



Набор содержит:

20/.04	30/.04	40/.04	50/.12
20/.06	30/.06	40/.06	70/.12
20/.08	30/.08	40/.08	
20/.10	30/.10	40/.10	

Кат. №: A 0480



Длина 18 мм, 21 мм или 25 мм.

## Стартовый комплект вращающихся NiTi файлов SystemGT®



Набор содержит:

- Файлы SystemGT® 21/25 мм
- 1 x Органайзер SystemGT®
- 1 x Тренировочный эндодонтический блок
- 1 x Обучающая видеокассета
- 1 x Наконечник Anthogyr 1:64

Кат. №: A 0490





## 4: Оборудование для эндодонтии





## X-Smart ProTaper Intro Case 200

### Комплект содержит:

- 1 x Стартовый набор ProTaper® 25 мм, машинные
- 1 x Стартовый набор ProTaper® 25 мм, ручные
- 1 x Блок управления микромотора
- 1 x Наконечник , редукция 16:1
- 1 x Микромотор
- 1 x Зарядное устройство
- 1 x Подставка для для наконечника
- 1 x Набор с + Assortmnet, 25 мм
- 5 x Endo- training- block, taper 02
- 1 x Инструкция на CD
- 1 x Техническое пособие

Кат. №: **A 100800000300**



## Наконечник Anthogyr NiTi Control

Кат. №: **A 0346** со стартовым набором ProFile® (1:128)  
 Кат. №: **A 0490** со стартовым набором SystemGT® (1:64)



1: 1:128



2: 1:64



Кат. №: **A 0385**

### Варианты наконечников:

- 1: 1:128
- 2: 1:64

## Апекслокатор ProPex

Кат. №: **A 0391**



**Процедура зарядки:** ProPex питается от аккумулятора, что устраняет необходимость частой замены элементов питания. Индикатор заряда батареи обеспечивает стоматологу постоянный контроль за состоянием батареи.

**Оранжевый:** батарея заряжается

**Зеленый:** зарядка окончена.

**Подключение:** к сети переменного тока.

**Примечание:** Во время зарядки батареи измерительный кабель должен быть отключен.

**Продолжительность зарядки** – 12 часов.



- Размеры (мм): 138x120x84
- Размеры экрана: 83x51 мм
- Источник питания: батарея 3.6 В
- Подзарядка: 110В/ 220 В
- Аксессуары – губная клипса, измерительные провода и зарядное устройство



## 5: Оборудование, инструменты и материалы для obturации

## Обтуратор Термафил Thermafil®



Кат. №: **A 0166**



Форма



Варианты упаковки	Размер	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 050	ISO 055	ISO 060	ISO 070	ISO 080	ISO 090	ISO 100	ISO 110	ISO 120	ISO 130	ISO 140
	Индивидуальные наборы		x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6
Индивидуальные наборы A0348		x30	x30	x30	x30	x30												



Комплект обтураторов Thermafil® для жевательной группы зубов  
Кат. №: **A 0167**  
Содержит 20 x ØISO 020 – 040




Комплект обтураторов Thermafil® для фронтальной группы зубов  
Кат. №: **A 0168**  
Содержит 20 x ØISO 045 – 100

## Верифер Thermafil® Verifier



Форма

Кат. №: **A 0175**



Варианты упаковки	Размер	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90
	Набор 020-045		x1	x1	x1	x1	x1	x1					
Набор 050-090								x1	x1	x1	x1	x1	x1
Индивидуальные наборы		x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6	x6

## Силер для корневых каналов AH-Plus

Кат. №: **60620110**



## Печь для разогрева обтураторов, комплект ThermaPrep® Plus Oven 220 В

Кат. №: **A 176**

**Содержит:**

1 x Печка ThermaPrep® Plus Oven

Кат. №: **A 176A**

**Содержит:**

1 x Печка ThermaPrep® Plus Oven

1 x Упаковка вериферов 20-45

1 x Набор штифтов Thermafil® для жевательной группы зубов



## Бор для обрезания штифтов Therma-Cut




Кат. №: **A 0050**



Форма



Варианты упаковки	Размер	ISO 010	ISO 012	ISO 014	ISO 016
	Индивидуальные наборы		x6	x6	x6
Набор 010-016		x1	x2	x2	x1



## Обтураторы системы SystemGT®




Форма




Обтураторы системы SystemGT® №20  
Кат. №: A 0421

Варианты упаковки	№ 20	.10	.08	.06	.04
	Индивидуальные наборы	х6	х6	х6	х6
Длина = 25 мм					



Обтураторы системы SystemGT® №30  
Кат. №: A 0431

Варианты упаковки	№ 30	.10	.08	.06	.04
	Индивидуальные наборы	х6	х6	х6	х6
Длина = 25 мм					



Обтураторы системы SystemGT® №40  
Кат. №: A 0441

Варианты упаковки	№ 40	.10	.08	.06	.04
	Индивидуальные наборы	х6	х6	х6	х6
Длина = 25 мм					

Обтураторы системы SystemGT® №35  
Кат. №: A 0436

Варианты упаковки	№ 35	.12
	Индивидуальные наборы	х6
Длина = 25 мм		



Обтураторы системы SystemGT® №50  
Кат. №: A 0451

Варианты упаковки	№ 50	.12
	Индивидуальные наборы	х6
Длина = 25 мм		



Обтураторы системы SystemGT® №70  
Кат. №: A 0471

Варианты упаковки	№ 70	.12
	Индивидуальные наборы	х6
Длина = 25 мм		



Обтураторы системы SystemGT® №90  
Кат. №: A 0486

Варианты упаковки	№ 90	.12
	Индивидуальные наборы	х6
Длина = 25 мм		



## Комплект обтураторов SystemGT®

Кат. №: A 0481



Форма

Комплект содержит: (30 шт.)

20/.04	30/.04	40/.04	50/.12
20/.06	30/.06	40/.06	70/.12
20/.08	30/.08	40/.08	
20/.10	30/.10	40/.10	







## Ручной спредер Finger Spreader



Кат. №: A 0206



Варианты упаковки	Размер	010	020	030	040
	Набор 010-040	x1	x1	x1	x1
	Индивидуальные наборы	x4	x4	x4	x4

## Конический ручной спредер Tapered Finger Spreader



Кат. №: A 0182



Варианты упаковки	Размер	A	B	C	D
	Набор A-D	x1	x1	x1	x1
	Индивидуальные наборы	x4	x4	x4	x4



Кат. №: A 182M



Варианты упаковки	Размер	A	B	C	D
	Набор A-D	x1	x1	x1	x1
	Индивидуальные наборы	x4	x4	x4	x4




Кат. №: A 182N



Варианты упаковки	Размер	A	B	C	D
	Набор A-D	x1	x1	x1	x1
	Индивидуальные наборы	x4	x4	x4	x4

## Ручной плаггер Finger Plugger



Кат. №: A 0204



Варианты упаковки	Размер	1 ∅0.7 mm	2 ∅0.8 mm	3 ∅0.9 mm	4 ∅1.0 mm	5 ∅1.1 mm	6 ∅1.2 mm	7 ∅1.3 mm	8 ∅1.4 mm
	Набор 1-4	x1	x1	x1	x1				
	Набор 5-8					x1	x1	x1	x1
Индивидуальные наборы	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4

## Конденсор для гуттаперчи Gutta Condensor



Кат. №: A 0242



Варианты упаковки	Размер	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 050	ISO 055	ISO 060	ISO 070	ISO 080
	Набор 010-080*	x2	x2	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
	Индивидуальные наборы	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4

\* Включает 1 калибровочную линейку для гуттаперчевых штифтов

Рекомендованная скорость вращения: 8000 мин<sup>-1</sup>

## Плаггер для гуттаперчи Gutta-Percha Plugger



Кат. №: A 2805



Варианты упаковки	Размер	3/1	3/2
	Набор 3/1-3/2	x1	x1
	Индивидуальные наборы	x2	x2



## Каналонаполнитель вращающийся Lentulo

Кат. №: A 0022



Рекомендованная скорость вращения:  
300-600 мин<sup>-1</sup>


Варианты упаковки	Размер			
	S 1	S 2	S 3	S 4
Набор L1-4	x1	x1	x1	x1
Индивидуальные наборы	x4	x4	x4	x4
Длина = 17 мм				

Варианты упаковки	Размер			
	L 1	L 2	L 3	L 4
Набор L1-4	x1	x1	x1	x1
Индивидуальные наборы	x4	x4	x4	x4
Длина = 21 мм				

Варианты упаковки	Размер			
	XL 1	XL 2	XL 3	XL 4
Набор XL1-4	x1	x1	x1	x1
Индивидуальные наборы	x4	x4	x4	x4
Длина = 25 мм				

## Плаггер д-ра Machtou для гуттаперчи Heat-Carrier Plugger


Кат. №: A 2815



Варианты упаковки	Размер			
	1/1 0.5 мм	1/2 0.6 мм	2/3 0.8 мм	2/4 1.0 мм
Набор 1/1-2/4	x1	x1	x1	x1
Индивидуальные наборы	x4	x4	x4	x4

## Плаггер д-ра Machtou Plugger


Кат. №: A 2895



Варианты упаковки	Размер		
	1/2	3/4	0
Индивидуальные наборы	x1	x1	x1

## Спредер A Spreader A


Кат. №: A 0198



Варианты упаковки	Размер				
	ISO 025	ISO 030	ISO 040	ISO 050	ISO 060
Набор 030-060		x1	x1	x1	x1
Индивидуальные наборы	x4	x4	x4	x4	x4

## Плаггер Б Plugger B

Кат. №: A 0199



Варианты упаковки	Размер			
	ISO 030	ISO 040	ISO 050	ISO 060
Набор 030-060	x1	x1	x1	x1
Индивидуальные наборы	x4	x4	x4	x4

## Бор для удаления гуттаперчи



Кат. №: A 0051



Рекомендованная скорость вращения:  
200000 – 300000 об/мин

Варианты упаковки	Размер	
	ISO 007	ISO 005
Индивидуальные наборы боров	x6	x6



## Бумажные штифты стерильные Paper Points Sterile

Кат. №: A 022T



Цветокodированные по ISO




Варианты упаковки	Размер	ISO 010	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 050	ISO 055	ISO 060	ISO 070	ISO 080	ISO 090	ISO 100	ISO 110	ISO 120	ISO 130	ISO 140
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Набор 015-040		x30	x30	x30	x30	x30	x30													
Набор 045-080								x30	x30	x30	x30	x30	x30							
Набор 090-140														x30	x30	x30	x30	x30	x30	x30
Индивидуальные наборы		x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180

## Бумажные штифты .02 Paper Points .02



Кат. №: A 022R

Цветокodированные по ISO




Варианты упаковки	Размер	ISO 010	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 050	ISO 055	ISO 060	ISO 070	ISO 080	ISO 090	ISO 100	ISO 110	ISO 120	ISO 130	ISO 140
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Набор 015-040		x30	x30	x30	x30	x30	x30													
Набор 045-080								x30	x30	x30	x30	x30	x30							
Набор 090-140														x30	x30	x30	x30	x30	x30	x30
Индивидуальные наборы		x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x90	x90	x90	x90	x90	x90	x90

## Гуттаперчевые штифты .02 Gutta-Percha Points .02



Кат. №: A 022G




Варианты упаковки	Размер	ISO 010	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 050	ISO 055	ISO 060	ISO 070	ISO 080	ISO 090	ISO 100	ISO 110	ISO 120	ISO 130	ISO 140
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Набор 015-040		x20	x20	x20	x20	x20	x20													
Набор 045-080								x20	x20	x20	x20	x20	x20							
Набор 090-140															x10	x10	x10	x10	x10	x10
Индивидуальные наборы		x120	x120	x120	x120	x120	x120	x120	x120	x120	x120	x120	x120	x120	x60	x60	x60	x60	x60	x60

## Бумажные штифты .04 Paper Points .04



Кат. №: A 022J




Варианты упаковки	Размер	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 060	ISO 090
		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Набор 015-040		x30	x30	x30	x30	x30	x30			
Набор 045-090								x60	x60	x60
Индивидуальные наборы		x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x180	x90

## Гуттаперчевые штифты .04 Gutta-Percha Points .04



Кат. №: A 022M




Варианты упаковки	Размер	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040	ISO 045	ISO 060	ISO 090
		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Набор 015-040		x20	x20	x20	x20	x20	x20			
Набор 045-080								x40	x40	x60
Индивидуальные наборы		x120	x120	x120	x120	x120	x120	x120	x120	x60

## Бумажные штифты .06 Paper Points .06



Кат. №: A 022K



Варианты упаковки	Размер	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040
		●	●	●	●	●	●
Набор 015-040		x30	x30	x30	x30	x30	x30
Индивидуальные наборы		x180	x180	x180	x180	x180	x180


## Гуттаперчевые штифты .06 Gutta-Percha Points .06



Кат. №: A 022N



Варианты упаковки	Размер	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040
		●	●	●	●	●	●
Набор 015-040		x20	x20	x20	x20	x20	x20
Индивидуальные наборы		x120	x120	x120	x120	x120	x120




## 6: ШТИФТЫ





## ШТИФТЫ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ EasyPost




### Комплект штифтов EasyPost

Кат. №: C 0602-0.8

Кат. №: C 0602-1.0

Кат. №: C 0602-1.3



## ШТИФТЫ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ EasyPost

Кат. №: C 0600-1  10 x

Кат. №: C 0600-2  10 x

Кат. №: C 0600-3  10 x

Кат. №: C 0600-4  10 x

Кат. №: C 0600-5  10 x

Кат. №: C 0600-6  10 x



## Дрилли прецизионные

Кат. №: C 0601-1  3 x

Кат. №: C 0601-2  3 x

Кат. №: C 0601-3  3 x

Кат. №: C 0601-4  3 x

Кат. №: C 0601-5  3 x

Кат. №: C 0601-6  3 x

## Дрилли Largo

Кат. №: A 0009-1  6 x

Кат. №: A 0009-2  6 x

Кат. №: A 0009-3  6 x



## Штифты стекловолоконные EasyPost Lux



### Комплект штифтов EasyPost Lux


Кат. №: **C 0604.БК-0.8**

Кат. №: **C 0604.БК-1.0**

Кат. №: **C 0604.БК-1.3**



	L1	L2	L3	∅ D3	∅ D0
01	20.0	6.00	13.77	1.35	0.8
02	20.0	7.25	12.52	1.47	0.8
03	20.0	7.20	12.51	1.67	1
04	20.0	9.00	10.71	1.83	1
05	20.0	8.00	11.63	2.04	1.3
06	20.0	10.00	9.63	2.22	1.3



## Штифты стекловолоконные EasyPost Lux

Кат. №: **C 0603-1** **10 x**

Кат. №: **C 0603-2** **10 x**

Кат. №: **C 0603-3** **10 x**

Кат. №: **C 0603-4** **10 x**

Кат. №: **C 0603-5** **10 x**

Кат. №: **C 0603-6** **10 x**

## Дрилы прецизионные

Кат. №: **C 0601-1** **3 x**

Кат. №: **C 0601-2** **3 x**

Кат. №: **C 0601-3** **3 x**

Кат. №: **C 0601-4** **3 x**

Кат. №: **C 0601-5** **3 x**

Кат. №: **C 0601-6** **3 x**

## Полный набор EasyPost Lux

Кат. №: **C 0604.SK**

x18 EasyPost Lux (№1 - №6)

x3 Расширитель корневых каналов Largo (№1, №2, №3)

x6 Дрилы EasyPost (№1 - №6)

x1 Травильный гель DeTrey 36, 3мл

x1 Prime&Bond NT, 4,5 мл

x1 Светоотверждаемый активатор Prime&Bond NT, 4,5 мл

x2 Эстетический цемент Calibra, цвет прозрачный, 2гр

x2 Эстетический цемент Calibra, средний катализатор вязкости, 2гр

x20 Ормокер Definite Core, 0,45 гр

x25 Аппликационные иглы различного размера



## Дрилы Largo




Кат. №: **A 0009-1** **5 x**

Кат. №: **A 0009-2** **6 x**

Кат. №: **A 0009-3** **6 x**

## Штифты беззольные Uniclip

Кат. №: C 215U



**108**  
100 x

**208**  
100 x

**308**  
100 x

**110**  
100 x

**210**  
100 x

**310**  
100 x

## Комплект Uniclip 0.8 мм

Кат. №: C 226U-0.8



20x 20x 20x 20x 20x 20x



## Комплект Uniclip 1.0 мм

Кат. №: C 226U-1.0



20x 20x 20x 20x 20x 20x



## Дриль специальный расширительный

Кат. №: C 0212



Варианты упаковки	108	208	308	110	210	310
Набор Uniclip 0.8 мм	х6	х6	х6			
Набор Uniclip 1.0 мм				х6	х6	х6

## Дриль специальный для калибровки

Кат. №: C 0213



Варианты упаковки	108	208	308	110	210	310
Набор Uniclip 0.8 мм	х6	х6	х6			
Набор Uniclip 1.0 мм				х6	х6	х6

## Выжигаемый пластиковый штифт Uniclip

Кат. №: C 0215U



Варианты упаковки	108	208	308	110	210	310
Набор Uniclip 0.8 мм	х100	х100	х100			
Набор Uniclip 1.0 мм				х100	х100	х100

## Дриль специальный для предкалибровки

Кат. №: C 0214



Варианты упаковки	
Индивидуальные наборы	х6

## Мандрель


Кат. №: C 219P



Варианты упаковки	
Индивидуальные наборы	х5



## Штифты «Радикс-Анкер» Стандарт Radix-Anker®-Standard



Кат. №: C 0193



Кат. №: C 0193Т



1 12x  
2 12x  
3 12x  
3B 12x

## Дриль



Кат. №: C 0220

Варианты упаковок		1	2	3	3B
	Индивидуальные наборы	х6	х6	х6	х6

## Бор алмазный для создания корневой площадки



Кат. №: C 0217

Варианты упаковок		1	2	3	3B
	Индивидуальные наборы	х6	х6	х6	х6

## Бор спиральный



Кат. №: C 0216

Варианты упаковок		1	2	3	3B
	Индивидуальные наборы	х6	х6	х6	х6


## Калибратор



Кат. №: C 0191

Варианты упаковок		1	2	3	3B
	Индивидуальные наборы	х1	х1	х1	х1


## Ключ



Кат. №: C 0192

Варианты упаковок		1	2	3	3B
	Индивидуальные наборы	х1	х1	х1	х1

## Мандрель



Кат. №: C 0219

Варианты упаковок		
	Индивидуальные наборы	х1

## Дриль




Кат. №: C 0324

Варианты упаковок		
	Индивидуальные наборы	х1






## Комплекты штифтов «Радикс-Анкер» Стандарт Radix-Anker®-Standard




Кат. №: C 195D



Кат. №: C 195C



Кат. №: C 195DT



Кат. №: C 195CT



Кат. №: C 195ET




Кат. №: C 0320



3B

3


## Подставка для штифтов «Радикс-Анкер» Стандарт Radix-Anker®-Standard




Кат. №: C 218P (№1-2-3)  
Кат. №: C 218BP (№1-2-3B)



## Штифты «Радикс-Анкер» длинный Radix-Anker®-Long



1  
12x



2  
12x



3  
12x

Кат. №: C 0261



Форма

## Мандрель

Кат. №: C 0252



180°C



Варианты упаковки		2	3
	Индивидуальные наборы	x1	x1

## Дрель расширительный

Кат. №: C 0220



Варианты упаковки		1	2	3
	Индивидуальные наборы	x6	x6	x6

## Бор алмазный для создания корневой площадки

Кат. №: C 0263



Варианты упаковки		1	2	3
	Индивидуальные наборы	x6	x6	x6

## Бор спиральный

Кат. №: C 0216



Варианты упаковки		1	2	3
	Индивидуальные наборы	x6	x6	x6

## Калибратор

Кат. №: C 0264



Варианты упаковки		1	2	3
	Индивидуальные наборы	x1	x1	x1

## Ключ

Кат. №: C 0262



Варианты упаковки		1	2	3
	Индивидуальные наборы	x1	x1	x1

## Мандрель

Кат. №: C 0219



Варианты упаковки		
	Индивидуальные наборы	x1

## Подставка для штифтов «Радикс-Анкер» длинный



180°C

Кат. №: C 311P



## Комплекты штифтов «Радикс-Анкер» длинный



Кат. №: C 0310



Кат. №:  
C 0310CT




Кат. №: C 0322



## Штифты Cytco-K

Кат. №: C 106K



<b>S50A</b>	<b>L50A</b>	<b>L50B</b>	<b>L80A</b>	<b>L80B</b>
12x	12x	12x	12x	12x

## Расширитель канала

Кат. №: C 107K



Варианты упаковки		OS50	OL50	OL80
	Индивидуальные наборы	x6	x6	x6

## Ключ

Кат. №: C 110K



Варианты упаковки		OS50	OL50	OL80
	Индивидуальные наборы	x1	x1	x1

## Дриль комбинированный


Кат. №: C 108K



Варианты упаковки		OS50	OL50	OL80
	Индивидуальные наборы	x6	x6	x6

## Мандрель

Кат. №: C 0219



Варианты упаковки		
	Индивидуальные наборы	x1


## Калибратор

Кат. №: C 109K



Варианты упаковки		OS50	OL50	OL80
	Индивидуальные наборы	x1	x1	x1



## Комплекты штифтов Cytco-K




Кат. №: C 117K

## Подставка для штифтов Cytco-K

Кат. №: C 111P



Кат. №: C 117K TK




Кат. №: C 0118K

- S 50A
- L 50A
- L 50B
- L 80A
- L 80B



**Штифты Unimetric 0.8**



<b>008</b>	<b>108</b>	<b>208</b>	<b>308</b>
25x	25x	25x	25x

Кат. №: **C 0215**

Кат. №: **C 215T**

**Дриль специальный расширительный**



Кат. №: **C 0212**

Варианты упаковки		008	108	208	308
	Индивидуальные наборы	х6	х6	х6	х6

**Дриль специальный для калибровки**



Кат. №: **C 0213**

Варианты упаковки		008	108	208	308
	Индивидуальные наборы	х6	х6	х6	х6

**Ключ**



Кат. №: **C 0201**



Варианты упаковки		
	Индивидуальные наборы	х1

**Комплекты штифтов Unimetric 0.8 mm**



Кат. №: **C 0226/08**

Кат. №: **C 0226T/08**

**Подставка для штифтов Unimetric 0.8 mm**



Кат. №: **C 247P/08**



Кат. №: **C 226AT/08**

- 008 S
- 108 S
- 108 L
- 208 S
- 208 L
- 308 S
- 308 L



Кат. №: **C 0321**






# ШТИФТЫ




## Штифты Unimetric 1.0



**110**  
25x



**210**  
25x



**310**  
25x

Кат. №: C 0215



Кат. №: C 215T



## Дриль специальный расширительный



Кат. №: C 0212

Варианты упаковки	110	210	310
	х6	х6	х6
Индивидуальные наборы			

## Дриль специальный для предкалибровки



Кат. №: C 0214

Варианты упаковки	
	х6
Индивидуальные наборы	

## Дриль специальный для калибровки



Кат. №: C 0213

Варианты упаковки	110	210	310
	х6	х6	х6
Индивидуальные наборы			

## Ключ

Кат. №: C 0201




Варианты упаковки	
	х1
Индивидуальные наборы	


## Комплекты штифтов Unimetric 1.0 mm



Кат. №: C 0226/10



Кат. №: C 0226T/10




Кат. №: C 226AT/10

- 110 S
- 110 L
- 210 S
- 210 L
- 310 S
- 310 L

## Подставка для штифтов Unimetric 1 mm



Кат. №: C 247P/10





## Подставка для боров пластиковая (на 168 шт.)

Кат. №:  
D 0224




## Подставка для боров алюминиевая (на 168 шт.)

Кат. №:  
D 0224M



## Стерилизуемый пластиковый кофр со вставками





Кат. №:  
E 0248

(x)	
1:	6x FG
2:	6x RA
3:	6x HP
4:	6x FG RA HP
5:	—
6:	6x RA L≥32 mm
7:	6x (1x) RA (2x) FG (2x) RAL (1x) HP
8:	6x ENDO



## Пластиковые вставки для кофра

Кат. №:  
E 0249



## Подставка для 30 боров FG + RA

Кат. №:  
E 0335





## 7: Аксессуары



## Нехирургическое лечение корневых каналов

### Показания к применению эндодонтических ультразвуковых насадок ProUltra Endo


		Номер насадки
<p><b>У инструментов ProUltra Endo номеров 3-5 и 6-8 последовательно увеличивается длина и уменьшается диаметр для обеспечения лучшего доступа при проведении манипуляций и безопасности работы в коронковой, средней и апикальной частях корней.</b></p>	Удаление реставрационных материалов	<b>1-2</b>
	Удаление дентиклей	<b>2-3</b>
	Выявление облитерированных, неправильно расположенных и сложных в нахождении каналов	<b>2-3</b>
	Прохождение выступов и сужений в области устьев каналов	<b>2-3</b>
	Удаление амальгамы, композитов и цемента из пульповой камеры.	<b>1-2</b>
	Удаление штифтов	<b>1-2</b>
	Удаление пломбировочных материалов из корневых каналов	<b>3-8</b>
	Удаление сломанных инструментов	<b>3-8</b>
	Введение с помощью вибрации материала ProRoot MTA в дефекты корня	<b>4-8</b>

## Хирургическое лечение корневых каналов

### Общие рекомендации по применению хирургических ультразвуковых насадок ProUltra Surgical

		Номер насадки
<p><b>Хирургические инструменты ProUltra Surgical выбираются в зависимости от требуемого хирургического доступа, анатомии корня и проводимой процедуры.</b></p>	Универсальный инструмент, имеющий одиночный угол 80°, предназначенный для более узких каналов фронтальной группы зубов	<b>SURG 1</b>
	Универсальный инструмент, имеющий одиночный угол 80°, предназначенный для более широких каналов фронтальной группы зубов (диаметр этого инструмента больше, чем у ProUltra SURG 1)	<b>SURG 2</b>
	Этот инструмент имеет двойной угол 75° и обычно используется для обработки корней нижних левых (квадрант 3) и щечных корней верхних правых (квадрант 1) премоляров и моляров	<b>SURG 3</b>
	Этот инструмент имеет двойной угол 110° и используется для обработки лингвально расположенных корней нижних левых (квадрант 3) и небных корней верхних правых (квадрант 1) премоляров и моляров	<b>SURG 4</b>
	Этот инструмент имеет двойной угол 75° и обычно используется для обработки корней нижних правых (квадрант 4) и щечных корней верхних левых (квадрант 2) премоляров и моляров	<b>SURG 5</b>
	Этот инструмент имеет двойной угол 110° и используется для обработки лингвально расположенных корней нижних правых (квадрант 4) и небных корней верхних левых (квадрант 2) премоляров и моляров	<b>SURG 6</b>





## Эндодонтические ультразвуковые насадки ProUltra Endo



SSi



Насадка Endo		1	2	3	4	5	Кол-во насадок
<b>M3x0.5 EMS</b>	<b>M 3x0.6 Satelec</b>						
A0630-1	A0620-1	•					x1
A0630-2	A0620-2		•				x1
A0630-3	A0620-3			•			x1
A0630-4	A0620-4				•		x1
A0630-5	A0620-5					•	x1
A0630-1to5	A0620-1to5	•	•	•	•	•	x5



Ti



Насадка Endo		6	7	8	Кол-во насадок
<b>M3x0.5 EMS</b>	<b>M 3x0.6 Satelec</b>				
A0631-6	A0621-6	•			x1
A0631-7	A0621-7		•		x1
A0631-8	A0621-8			•	x1
A0631-6to8	A0621-6to8	•	•	•	x3



Ключ для ультразвуковых насадок ProUltra®  
Кат. №: **A 0619** (1 ключ)

SSi



## Хирургические ультразвуковые насадки ProUltra Surgical



SSi



Насадка Endo		1	2	3	4	5	6	Кол-во насадок
<b>M3x0.5 EMS</b>	<b>M 3x0.6 Satelec</b>							
A0650-1	A0640-1	•						x1
A0650-2	A0640-2		•					x1
A0650-3	A0640-3			•				x1
A0650-4	A0640-4				•			x1
A0650-5	A0640-5					•		x1
A0650-6	A0640-6						•	x1
A0630-1to6	A0620-1to6	•	•	•	•	•	•	x6




Ключ для ультразвуковых насадок ProUltra®  
Кат. №: **A 0619** (1 ключ)

SSi



Все наборы насадок содержат 1 ключ



## Лубрикант для расширения каналов Glyde™



Набор шприцев Glyde

Кат. №: **A 0901**

(содержит 3 шприца)

Стартовый набор Glyde

Кат. №: **A0902**

(содержит 2 шприца и 25 сменных канюль)

Стартовый набор Glyde

Кат. №: **A0903**

(содержит 50 сменных канюль)



Доза Glyde

Кат. №: **A 0905**

(содержит 35х)

## Подставка для эндодонтического инструментария Clean Stand



Кат. №: **A 268P** (1 шт.)


Кат. №: **A 268S**

25 губок для Clean Stand



## Тренировочный эндодонтический блок

Кат. №: **A 0177** (содержит 8 шт.)



Ø 0.15-0.35


Конусность .02



## Эндодонтическая линейка Endometer д-ра J. Pheulpin




Кат. №: **A 0178** (1 шт.)



Кат. №: **A 0179**  
(сменная центральная часть)

## Набор ProRoot™ MTA




Кат. №: **A 0395**

Шприц MTA с двумя насадками

Кат. №: **A 0396**

Шприц MTA с двумя насадками и материалом ProRoot



## Минерал триоксид агрегат – ProRoot™ – MTA

**Материал для восстановления корней, отличительными особенностями которого являются:**

- состав на основе воды, обеспечивающий нормальную полимеризацию в присутствии влаги
- устойчивость к краевому просачиванию и уменьшение попадания бактерий
- нормальное заживление без воспаления
- простое клиническое применение
- новый состав, имеющий цвет естественных зубов
- биосовместимость



Кат. №: **A 0425**

Кат. №: **A 0425 1** 5 x 1 г MTA и H<sub>2</sub>O

Кат. №: **A 0425 2** 2 x 1 г MTA и H<sub>2</sub>O

Кат. №: **A 0405**


Кат. №: **A 0405 1** 5 x 1 г MTA и H<sub>2</sub>O

Кат. №: **A 0405 2** 2 x 1 г MTA и H<sub>2</sub>O




## Подставка Mini-Endo-Bloc

Кат. №: **A 0327** (1 шт.)



## Подставка Endo-M-Bloc®


д-па Guldener



Кат. №: **A 0184** (1 шт.)



## X-Tip™ Intro Kit



Кат. №: **A 0810**

### Комплект содержит:

- 10 x Стерильных одноразовых игл
- 10 x Стерильных пластиковых канюль для введения иглы
- 1 x Инструкция
- 1 x Наглядное пособие




Кат. №: **A 0811**


- 50 x Стерильных одноразовых игл
- 50 x Стерильных пластиковых канюль для введения иглы

## Набор силиконовых ограничителей

Silicone-stops Dispenser д-па P.Guldener



Кат. №: **A 0197** (1 шт.)




- Тип 1
- Тип 2
- Тип 3

## Wam-key – система для снятия коронок



Кат. №: **A 1001**



### Комплект содержит:

- 1 x Wam-key (ключ № 1)
- 1 x Wam-key (ключ № 2)
- 1 x Wam-key (ключ № 3)
- 1 x Набор алмазных боров (уп./6)
- 1 x Набор алмазных боров средней зернистости (уп./6)
- 1 x Набор алмазных боров другой зернистости (уп./6)
- 1 x Набор твердосплавных боров Transmetal (уп./5)
- 1 x Техническое пособие
- 1 x Инструкция на CD

## WAMkey®



Кат. №: **A 1002-1**

Кат. №: **A 1002-2**

Кат. №: **A 1002-3**




x1



x1




x1




## Контейнеры для бумажных и гуттаперчевых штифтов Endo-Container-Complete

Кат. №: **A 207** (1 шт.)



Кат. №: **A 0207T** (10 шт.)



## Подставка для хранения эндодонтического инструментария Endo-Stand

Длина = 104 мм  
Ширина = 54 мм  
Глубина = 51.5 мм




Кат. №: **A 265P**  
(1 шт.)

## Эндодонтическая подставка Twin Bloc



Кат. №: **A 0338**



Кат. №: **A 268S** (25 губок для Twin Bloc)





# Воспользуйся своим шансом!

**ПРОРУТ МТА**  
Минерал Триоксид Агрегат

*Материал для восстановления  
дентина корневых каналов  
Новая белая формула*



Производство искусства в стоматологии

**DENTSPLY**  
MAILLEFER

Первые в стоматологии

**DENTSPLY**

**Dentsply Ltd.**

Hamm Moor Lane  
Addlestone  
Weybridge  
Surrey  
KT15 2SE  
England  
Tel: 00 44 (0) 1932 853 422  
Fax: 00 44 (0) 1932 848 137

**Дентсплай Россия Лимитед**

ул. Малая Никитская, д.27, стр.2  
Москва  
121069  
Россия  
Тел.: (495) 202 30 11, 203 37 20  
Факс: (495) 203 45 51

**Представительство**

**Дентсплай Лимитед в Украине**  
Ул. Красноармейская, 9/2, офис 40  
Киев  
01004  
Украина  
Тел.: (044) 495 22 25, 495 22 26  
Факс: (044) 495 22 27

**Представительство**

**Дентсплай Лимитед (Каймановы Острова) в Республике Беларусь**  
Ул. В. Хоружей, 22, офис 1704  
Минск  
220066  
Республика Беларусь  
Тел.: (375) 172 37 40 73, 172 83 17 44  
Факс: (375) 172 37 40 74

**РОССИЯ**

<b>Амфодент</b>	Санкт-Петербург	Тел./Факс: (812) 373 4970, 371 3338	amfodent@amfodent.ru
<b>Асс-Дент Трейд</b>	Москва	Тел./Факс: (495) 431 9110, 431 0928	accdent@newolimp.net
<b>Витал ЕВВ</b>	Екатеринбург	Тел.: (3432) 57 75 67, 57 70 74, 57 14 59 Факс: (3432) 51 48 97	vitalevv@online.ural.ru
<b>Геософт</b>	Москва	Тел.: (495) 681 9046, 681 9547 Факс: (495) 681 9306	mail@geosoft.ru
<b>Дентекс</b>	Москва	Тел./Факс: (495) 255 9801, 255 9806, 255 9888, 105 7598	info@dentex.ru
<b>Дентстар</b>	Москва	Тел.: (495) 148 7828, 148 8487, Факс: (495) 148 8493	info@dentalea.ru
<b>Медента</b>	Москва	Тел./Факс: (495) 946 4609, 946 4610	office@medenta.ru
<b>Медицина</b>	Калининград	Тел./Факс: (0112) 46 9646, 46 7583	medicina@edcar.ru
<b>Неодент</b>	Москва	Тел.: (495) 134 3556 Тел./Факс: (495) 134 0083	neodent@mail.ru
<b>Ольга</b>	Волгоград	Тел./Факс: (8442) 34 84 08	olgadent@vlink.ru
<b>Омдент</b>	Омск	Тел./Факс: (3812) 25 57 39, 25 54 44, 38 55 22, 38 44 55, 38 88 33, 38 63 85	omdent@omsk.org
<b>Стома-Денталь</b>	Хабаровск	Тел./Факс: (4212) 30 5563, 32 5131	stomadental@kht.ru info@dent.ru
<b>Стоматорг</b>	Москва	Тел.: (495) 330 0144, 330 2529, 335 8267, 335 9291, 330 6625, 335 4424 Факс: (495) 330 5458	mail@stomatorg.ru
<b>Юнидент</b>	Москва	Тел./Факс: (495) 434 4601 (многоканальный), (499) 737 4841, 737 4842, 737 4843, 737 4844, 737 4845	unident@dialup.ptt.ru

**УКРАИНА**

<b>Укрмед</b>	Киев	Тел.: (044) 455 5122, 456 2801 Факс: (044) 455 6398	dental@ukrmed.net
<b>Биодент</b>	Киев	Тел.: (044) 236 1143, 236 1084 Факс: (044) 239 2527	biodent@ln.ua
<b>Нормаком</b>	Львов	Тел.: (032) 297 8180, 297 0084 Тел./Факс: (032) 297 8180	normacom@mail.lviv.ua
<b>Крым-Медмаркет</b>	Симферополь	Тел./Факс: (0652) 24 85 61, 24 85 62	krymmedmarket@utel.net.ua
<b>Комподент</b>	Полтава	Тел.: (0532) 22 57 24, 27 92 47 Тел./Факс: (0532) 50 94 49	
<b>Меридиан</b>	Харьков	Тел.: (057) 714 90 91, 717 90 90 Тел./Факс: (057) 717 4166	meridian@online.kharkiv.com
<b>Медсервис</b>	Донецк	Тел.: (062) 381 0263, 335 1182 Тел./Факс: (062) 381 0205	medservice@skif.net

**БЕЛАРУСЬ**

<b>Беломнимед</b>	Минск	Тел.: (375) 172 36 85 11 Факс: (375) 1172 10 05 22	farmacourse@telecom.by
<b>Дентакомбел</b>	Минск	Тел./Факс: (375) 172 84 41 27	dentbcom@tut.by
<b>ВМК-Мед</b>	Минск	Тел./Факс: (375) 172 31 13 88, 31 09 11, 31 12 41, 32 11 87	vmk_med@rambler.ru
<b>ПТО Медтехника</b>	Пинск	Тел.: (375) 165 38 01 60, 38 06 74 Факс: (375) 165 38 07 24	mail@medtehnika.by

**КАЗАХСТАН**

<b>Daris-ТТЕ</b>	Алматы	Тел.: (7 3272) 73 51 65 Факс: (7 3272) 73 51 65	daris@netmail.kz
<b>Медастана</b>	Астана	Тел.: (7 3172) 31 40 43 Факс: (7 3172) 31 40 42	medastana@rambler.ru

**АЗЕРБАЙДЖАН**

<b>Armada Dental</b>	Баку	Тел.: (99412) 492 11 64, 497 71 95 Факс: (99412) 492 38 37	info@armadent.com
<b>Vitta</b>	Баку	Тел.: (99412) 497 13 46 Факс: (99412) 497 48 67	vitta@vitta.az

**АРМЕНИЯ**

<b>Элдекс</b>	Ереван	Тел.: (37410) 52 82 83 Факс: (37410) 56 01 87	eldex@web.am
---------------	--------	---	--------------

**ГРУЗИЯ**

<b>Dentstal</b>	Тбилиси	Тел.: (995 32) 96 32 58 Факс: (995 32) 95 34 70	dentstal@gol.ge
-----------------	---------	---	-----------------

**КИРГИЗСТАН**

<b>Стомкэр</b>	Бишкек	Тел.: (996312) 61 09 26, 58 09 58 Факс: (996312) 61 09 26	stomcare@yandex.ru
----------------	--------	---	--------------------

**МОЛДОВА**

<b>Юнидент AS. SRL</b>	Кишинёв	Тел.: (3732) 22 75 427 Факс: (3732) 22 77 414	unident@company.md
------------------------	---------	---	--------------------

**УЗБЕКИСТАН**

<b>STOMASERVICE UNIDENT</b>	Ташкент	Тел.: (998 71) 166 64 00 Факс (998 71) 120 70 60	info@stomaservice.com
-----------------------------	---------	--	-----------------------



**Maillefer Instruments**

Ch. du Verger 3  
CH-1338 Ballaigues  
Phone: +41(0)21 843 92 92  
Fax: +41(0)21 843 92 93  
E-mail: [info@maillefer.ch](mailto:info@maillefer.ch)  
[www.maillefer.ch](http://www.maillefer.ch)

**DENTSPLY Russia Limited**

ул. Малая Никитская, д. 27, стр. 2  
Москва 121069 Россия  
Тел.: (495) 202 30 11, 203 37 20  
Факс.: (495) 203 45 51  
E-mail: [info@dentsply.ru](mailto:info@dentsply.ru)  
[www.dentsplycis.com](http://www.dentsplycis.com)

